

# DK50 2x4VR/110/M


for centralized system  
für zentrale Druckluftversorgung  
pour la distribution d'air centrale

## DK50 2x4VR/110/M

- without soundproofing box, with membrane dryer
- ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
- sans l'armoire d'insonorisation, avec l'assècheur d'air à membrane

## DK50 2x4VR/110S/M

- with soundproofing box, with membrane dryer
- mit Schalldämmbox und Membrantrockner
- avec l'armoire, avec l'assècheur d'air à membrane



| Technical specification<br>Technische Daten<br>Spécifications techniques |      |                            |     |         |       |       | S1-S3     |        |      |     |               |
|--|------|----------------------------|-----|---------|-------|-------|-----------|--------|------|-----|---------------|
|  | V/Hz | l.min <sup>-1</sup> /5 bar | kW  | lit.    | bar * | S1-S3 | °C        | dB [A] | kg   | mm  |               |
| DK50 2x4VR/110/M   | 6-8  | 3x400/50                   | 480 | 2 x 2,2 | 110   | 6-8   | S1 - 100% | -20    | ≤ 77 | 158 | 1210x670x830  |
| DK50 2x4VR/110S/M  | 6-8  | 3x400/50                   | 480 | 2 x 2,2 | 110   | 6-8   | S1 - 100% | -20    | ≤ 58 | 240 | 1260x795x1025 |

\* Other working pressures on demand. Technical modifications are subject to change.

\* Anderer Arbeitsdruck auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

\* D'autres pressions d'utilisation sur demande. Sous réserve de modification des paramètres techniques.