

DK50 4VR/50

pre štyri stomatologické súpravy
dla czterech unitów stomatologicznych
для четырех стоматологических установок

DK50 4VR/50

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 4VR/50S



- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 4VR/50/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 4VR/50S/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką z membranowym osuszaczem
- со шкафом, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
	V/Hz	l.min ⁻¹ /5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm	
DK50 4VR/50	4	3x400/50	270	2,2	50	6-8	S1 - 100%	-	≤ 77	70	580x580x790
DK50 4VR/50S	4	3x400/50	270	2,2	50	6-8	S1 - 100%	-	≤ 58	128	750x770x1015
DK50 4VR/50/M	3-4	3x400/50	215	2,2	50	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 77	81	635x580x790
DK50 4VR/50S/M	3-4	3x400/50	215	2,2	50	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 58	139	750x770x1015

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.