

# DO 2.1(T)

odsávačka  
ssak  
отсасывающее устройство


- Služi ako zdroj podtlaku pre dentálnu súpravu. Odsávačka na základni je vybavená modulom ovládania, ktorý zapína odsávačku spínačom (DO 2.1T) alebo riadiacim napätím zo súpravy (DO 2.1).
- Sluży jako źródło podciśnienia dla unitów dentystycznych. Ssak standardowo wyposażony jest w moduł sterowania, który uruchamia urządzenie po włączeniu włącznika (DO 2.1T), albo po podłączeniu napięcia sterującego z unitu (DO 2.1).
- Служит в качестве источника частичного вакуума для установки. Отсасыватель оснащен модулем управления, который отвечает за включение отсасывателя посредством включателя (DO 2.1T) или управляющим напряжением из установки (DO 2.1).

## DO 2.1 Z DO 2.1-10 Z

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

## DO 2.1 DO 2.1-10

- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры						S1-S3			
	V/Hz	lit.min <sup>-1</sup>	kPa	V/A DC/AC	S1-S3	dB [A]	kg	mm	
DO 2.1	✓ 230/50(60) 110/60	1100	12	240,1	S1 - 100%	≤ 46	27	380x525x575	
DO 2.1 Z	✓ 230/50(60) 110/60	1100	12	240,1	S1 - 100%	≤ 58	15	290x430x350	
DO 2.1 - 10	✓ 230/50(60) 110/60	1100	12	240,1	S1 - 100%	≤ 46	29	420x525x620	
DO 2.1 - 10 Z	✓ 230/50(60) 110/60	1100	12	240,1	S1 - 100%	≤ 58	15	330x430x350	

Zmena technických parametrov vyhradená.

Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.