



## AM-3000 LED

- Německá optika SCHOTT
- 80W LED externí zdroj 60.000 lux
- Binokulární hlavice sklonitelná 0–180°
- 5-násobné zvětšení
- Široká nabídka příslušenství pro zvýšení ergonomie a obrazový záznam – externí i integrované kamery
- Fixní ohnisko nebo varioskop 200–300 mm
- Fotokompozitní filtr

Mikroskopy Alltion jsou ideální volbou z hlediska ceny a užitné hodnoty, kterou vám nabízí. Přístroje jsou vybaveny německou optikou značky SCHOTT a dnes již standardně dodávány s výkonnými LED zdroji světla. K dispozici je i xenonový zdroj jako nejvýkonnější stupeň osvětlení v současné mikroskopii.

*Hromadné objednávky – představují možnost jak získat nejlepší cenu. Jsou organizovány několikrát ročně. Pro informace o právě probíhajících objednávkách a jak se zapojit do hromadné objednávky nás kontaktujte.*

Výhradní zastoupení pro Českou republiku a autorizovaný servis:

**Dental Project s.r.o.**  
Kocourkova 2780/2  
628 00 Brno

Vysočina:  
K Ochozi 663  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: +420 724 345 433  
E-mail: [info@dentalproject.cz](mailto:info@dentalproject.cz)





## ALL-CAM 2

Multifunkční full HD záznamové zařízení – kamera – integrovaná v beamsplitteru, s nímž tvoří dohromady kompaktní kus. Nepotřebujete žádné další příslušenství. Umí nahradit tradiční kamerové systémy, kde potřebujete beam splitter + adaptér + balanční rameno + zrcadlovku. ALL-CAM2 jednoduše vsadíte nad optiku jako beam splitter.

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

- Optika SONY (čip 1/2") CMOS
- HDMI výstup full HD 1920×1080
- Interní paměť 32GB
- USB vstup (např. flash – neomezeně rozšiřitelná paměť)
- Foto JPG, video MP4
- Wi-Fi
- Ovládání tlačítky nebo bezdrátovým pedálem
- Možnost bezdrátového přenosu full HD live videa do monitoru nebo TV
- Kompatibilita s: Zemax, Seliga, Labomed, Zeiss, Leica, Kaps, Global, Seiler, Optomic, Möller

### HLAVNÍ VÝHODY:

- Téměř o 50 % lehčí než klasické kamerové systémy
- Nasazuje se v ose optiky, ne mimo osu jako klasické kamerové systémy = nepotřebuje balanční systémy
- Nepotřebujete další příslušenství – úspora financí i místa, lepší manipulace
- Velmi jednoduché ovládání
- Možnost bezdrátového přenosu videa a foto do PC a live videa do TV/monitoru
- Wi-Fi

Výhradní zastoupení pro Českou republiku a autorizovaný servis:

**Dental Project s.r.o.**  
Kocourkova 2780/2  
628 00 Brno

Vysočina:  
K Ochozi 663  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: +420 724 345 433  
E-mail: [info@dentalproject.cz](mailto:info@dentalproject.cz)

